

Última revisión: 25 de septiembre de 2024  
Last revision: September 25th, 2024

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## ALMOHADILLA ELÉCTRICA

### HP301



Manual de instrucciones

ES

Instruction manual

EN

Manuel D'Utilisation

FR

Manuale D'Istruzioni

IT

Anweisungen

DE

Instruções

PT

Gebruiksaanwijzing

NL

Bruksanvisning

SWE

Instrukcja obsługi

PL

Brugsanvisning

DK



ES - Lea las instrucciones antes de usar el producto.  
EN - Please read instructions before use.  
FR - Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.  
IT - Leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.  
DE - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.  
PT - Leia as instruções antes de utilizar o produto.  
NL - Lees de instructies voordat u het product gebruikt.  
SWE - Läs instruktionerna innan du använder produkten.  
PL - Läs instruktionerna innan du använder produkten.  
DK - Læs vejledningen, før du bruger produktet.



Other languages





## IMPORTANTE

CONSERVAR PARA POSTERIORES CONSULTAS.

### 1. ADVERTENCIAS

1. **¡ADVERTENCIAS!** Los niños menores de tres años ( de 0 a 3 años) no deben utilizar este dispositivo.
2. **¡ADVERTENCIAS!** No utilice la almohadilla eléctrica de forma doblada o arrugada.
3. **¡ADVERTENCIAS!** No la use si está mojada.
4. **¡ADVERTENCIAS!** Los campos eléctricos y magnéticos de esta almohadilla eléctrica pueden interferir con el funcionamiento de los marcapasos.
5. **¡ADVERTENCIAS!** No debe cubrir el interruptor o colocarlo en la almohadilla cuando se esté usando.
6. **¡ADVERTENCIAS!** No debe tirar , torcer o doblar los cables.
7. **¡ADVERTENCIAS!** Esta almohadilla debe ser revisada regularmente para percibir cualquier signo de desgaste o daño.

### 2. DESCRIPCIÓN

- 1) Botón de apagado (OFF)
- 2) Posición 1- 1er nivel de temperatura
- 3) Posición 2- 2º nivel de temperatura
- 4) Posición 3-3er nivel de temperatura



### 3. FUNCIONAMIENTO

- Conecte el enchufe a la toma de la parte inferior de la almohadilla y el otro extremo a un suministro de electricidad (AC220-240V).
- Para precalentar la almohadilla eléctrica, seleccione la tercera posición durante 15 min. La temperatura se elevará gradualmente.
- Después del precalentamiento, gire el botón de control para seleccionar el nivel de temperatura que desee.

**Nota:** La almohadilla térmica está configurada para funcionar de forma continua durante 90 minutos. Si desea prolongar ese tiempo, es aconsejable dejar que se enfríe durante 5 minutos antes de usarlo de nuevo.

### 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siga las siguientes instrucciones cuando no utilice la almohadilla eléctrica y antes de limpiarlo:

- Asegúrese de que el botón de control esté en la posición "OFF".
- Desconecte la fuente de alimentación.
- Desconecte el enchufe que une el control con el dispositivo.
- Deje que la almohadilla térmica se enfríe antes de limpiarlo.

Las manchas pequeñas pueden limpiarse con un paño o una esponja húmeda y, si es necesario, con un poco de detergente líquido para tejido delicado.

**Advertencia:** La almohadilla eléctrica no debe ser limpiada en seco, doblada, secada en una secadora o prensada/planchada a máquina.

Si la almohadilla eléctrica está muy sucia, puede lavarse en una lavadora. Debe utilizar el programa para telas delicadas a una temperatura de 30 °C.

Use un detergente para tejidos delicados de acuerdo con lo indicado en las instrucciones del fabricante.

No debe ser lavada en la lavadora más de 5 veces.

No conecte nunca la almohadilla eléctrica para secarla.



## IMPORTANT

TO KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

### 1. WARNINGS

- 1. WARNINGS!** Children under three years of age (0 to 3 years) should not use this device.
- 2. WARNINGS!** Do not use the heating pad in a folded or crumpled form.
- 3. WARNINGS!** Do not use if wet.
- 4. WARNINGS!** The electric and magnetic fields of this heating pad may interfere with the functioning of pacemakers.
- 5. WARNINGS!** Do not cover the switch or place it on the pad when in use.
- 6. WARNINGS!** Do not pull, twist or bend the cables.
- 7. WARNINGS!** This pad should be checked regularly for any signs of wear or damage.

### 2. DESCRIPTION

- 1) OFF button
- 2) Position 1 - 1st temperature level
- 3) Position 2 - 2nd temperature level
- 4) Position 3 - 3rd temperature level



### 3. OPERATION

- Connect the plug to the socket at the bottom of the pad and the other end to a power supply (AC220-240V).
- To preheat the heating pad, select the third position for 15 min. The temperature will gradually rise.
- After preheating, turn the control knob to select the desired temperature level.

**Note:** The heating pad is set to run continuously for 90 minutes. If you wish to extend this time, it is advisable to let it cool down for 5 minutes before using it again.

### 4. CLEANING AND MAINTENANCE

Follow the instructions below when not using the heating pad and before cleaning:

- Make sure that the control knob is in the "OFF" position.
- Disconnect the power supply.
- Disconnect the plug that connects the control to the device.
- Allow the heating pad to cool before cleaning.

Small stains can be cleaned with a damp cloth or sponge and, if necessary, a little liquid detergent for delicate fabrics.

**Warning:** The heating pad should not be dry cleaned, folded, tumble dried or machine pressed/ironed.

If the heating pad is very dirty, it can be washed in a washing machine. You should use the programme for delicate fabrics at a temperature of 30°C.

Use a detergent for delicate fabrics according to the manufacturer's instructions.

It should not be washed in the washing machine more than 5 times.

Never plug in the heating pad to dry it.



Made in P.R.C.



DONGGUAN SUNBRIGHT ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD  
No, 102. Shandong Yiheng East Road, Qishi town,  
Dongguan City, Guangdong Province, China  
kevin@ydje.net



GRUPO R. QUERALTÓ S.A.  
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24,  
41016, Sevilla (Spain)  
prc@queralto.com